

# Entnahme- und Versandmaterialien

## MONOVETTEN-SYSTEM

Bestellungen per Email: [material@lg1.ch](mailto:material@lg1.ch)


**010m**

Serumröhrchen mit Trenngel  
 9 ml, braun



**010bm**

Serumröhrchen ohne Trenngel (Nativblut)  
 9 ml, weiss



**011m**

Na-Citratröhrchen zur Gerinnungsdiagnostik (1:10)  
 5 ml, grün



**012bm**

Blutsenkung Monovette  
 2 ml, lila



**012cm**

Blutsenkung, Sedivette  
 3.5 ml, lila



**012dm**

Blutsenkung, Pipette mit Skalierung komplett transparent



**013m**

EDTA-Röhrchen (Hämat/HbA1c)  
 2,6 ml, rosa



**014m**

Na-Fluoridröhrchen (Glucose und Lactat)  
 2,7 ml, gelb



**016m**

Lithium-Heparin  
 7,5 ml, orange



**017m**

LH-Trace-Metal Analysis  
 7,5 ml, orange  
 inkl. Safety-Kanüle für Metallanalytik



**010km**

Kapillarblut Serum-Gel (Microvette)  
 200µl, braun



**013km**

Kapillarblut EDTA (Microvette)  
 200µl, rot



**051m**

Kanüle S-Monovette  
 20G/0.9 mm, gelb



**052m**

Kanüle S-Monovette  
 21G/0.8 mm, grün



**053m**

Kanüle S-Monovette  
 22G/0.7 mm, schwarz



**054m**

Multi-Adapter mit LUER-Konus steril, opak



**057m**

Safety-Multifly-Kanüle  
 21G/0.8 x 19 mm, grün



**058m**

Safety-Multifly-Kanüle  
 23G/0.6 x 19 mm, blau



**059m**

Safety-Multifly-Kanüle  
 25G/0.5 x 19 mm, orange



## Mikrobiologie

**030 030b**  
 Universal-Abstrich-Set eSwab™ für Kultur und PCR (dicker/dünnere Abstrich)

**035**  
 UCK (Urin-Culture-Kit) 10 ml, khaki

**036**  
 UrinAX Transportmedium

**037**  
 Stuhl-Set für alle Stuhlanalysen (braun, orange, weiss)

**037b**  
 Rektalabstrich FecalSwab™

**037c**  
 Stuhlröhrchen nativ (ohne Zusatz), 1 x weiss (z.B.: Helicobacter)

**038**  
 SAF-Set für Mikroskopie (3 x orange)

**039**  
 Analkleber im Transportgefäss

**040**  
 Steriles Transportgefäss 50 ml (Sputum, Nägel, Urin usw.)

**041**  
 Blutkultur-Set (aerob/anaerob) für Bakterien und Pilze

**042**  
 Blutkultur für Kinder (PEDS plus/F)

**043m**  
 Mykobakterien-Set (3xNa-Citrat-Röhrchen)

**050**  
 Gelenkpunktat-Set DNA-freies Röhrchen, EDTA-Röhrchen

## 24-h-Urinsammlung

**020**  
 Urinversandflasche 100 ml

**020b**  
 Urinsammelflasche für Tagesurin 24 h

**020c**  
 Konservierungsmittel HCL (20%) für Spontanurin

**020d**  
 Konservierungsmittel HCL (20%) für 24 h Urin

## Versandmaterial

**005**  
 Versandcouvert Post

**005b**  
 Versandcouvert Kurier

**021a**  
 Versandröhrchen Serum (5 ml)

**021b**  
 Versandröhrchen Urin (5 ml)

**022**  
 Schutzhüllen Röhrchen

**023**  
 Schutzhüllen Postversand (1 Probe)

**024**  
 Schutzhüllen Postversand (3 Probe)

**025**  
 Schutzhülle Objektträger

## Spezialmaterial

**001**  
 Versand-Set für Kühltransport

**002**  
 Notfall-Kleber

**063m**  
 Quantiferon, Lithium-Heparin (muss innerhalb von 16 Stunden im Labor eintreffen)

**064**  
 Distanzhalter-Set für Zentrifuge

## Formulare

**060**  
 Auftragsformular Allgemein

**061**  
 Auftragsformular Allergie

**062**  
 Auftragsformular Mikrobiologie

**065**  
 Auftragsformular Pränataldiagnostik